

お客様各位

添付文書変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記製品群の製造販売業者であるコパンジャパン株式会社より『コパン UTM 添付文書改訂のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品コード No.	製品名・内容	包装・内容	出荷予定時期
551-62305-5	コパン UTM, 305C, UTM 3mL, 鼻咽頭用 FLOQSwab	50 個入り	2020 年 8 月
551-62306-2	コパン UTM, 307C, UTM 3mL, ミニチップ FLOQSwab	50 個入り	2020 年 10 月
551-62307-9	コパン UTM, 346C, UTM 3mL, レギュラー FLOQSwab	50 個入り	2020 年 8 月
551-62308-6	コパン UTM, 359C, UTM 1mL, レギュラー FLOQSwab	50 個入り	2020 年 8 月
551-62309-3	コパン UTM, 360C, UTM 1mL, 鼻咽頭用 FLOQSwab	50 個入り	2020 年 8 月
551-62310-9	コパン UTM, 361C, UTM 1mL, ミニチップ FLOQSwab	50 個入り	2020 年 10 月

2. 変更内容

【形状・構造および原理等】

- コード 346C、305C および 360C のスワブ写真を修正いたしました。

【使用上の注意】

- 検体採取時の注意点を追記いたしました。

※詳細は別紙『コパン UTM 添付文書改訂のご案内』をご参照ください。

3. 変更時期

対象製品リスト記載の出荷予定時期以降より

※流通時期は市場の状況により変わる可能性があります。

以上

2020年7月

極東製薬工業株式会社 御中

コパン UTM 添付文書改訂のご案内

コパン ジャパン 株式会社
神戸市中央区港島南町5丁目5番2号
TEL 078-599-9460, FAX 078-599-9461

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記の件、下記の変更を行いましたのでご連絡申し上げます。尚、製品形状や構造、材質・組成等は従来どおりでございますので、引き続きお引立て下さいます様、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

1. 添付文書改訂内容

【形状・構造および原理等】

- ・コード 346C および 305C、360C のスワブ写真を修正しました。

【使用上の注意】

- ・アンダーラインの文章を追記しました。
4) 検体採取時に、軸部分(特に軸の細い部分)に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください [軸が切れる可能性があるため]。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。

2. 添付文書変更製品の出荷予定時期

製品名、識別コード、内容	出荷予定時期
コパン UTM, 346C, レギュラー-FLOQSwab	2020年8月
コパン UTM, 305C, 鼻咽頭用 FLOQSwab	2020年8月
コパン UTM, 307C, ミニチップ FLOQSwab	2020年10月
コパン UTM, 359C, レギュラー-FLOQSwab	2020年8月
コパン UTM, 360C, 鼻咽頭用 FLOQSwab	2020年8月
コパン UTM, 361C, ミニチップ FLOQSwab	2020年10月

以上