




# メディクスワブ植毛綿棒

- ・全て個包装・滅菌済のため安心してお使いいただけます。
- ・検体採取時の患者様の身体的負担を減らす為に、軸の挿入部分は細く・適度に曲がるように設計しています。

統一商品コード No.	製品名	包装	医療機器届出番号
551-68069-0	メディクスワブ植毛綿棒 NA01 鼻咽頭用	100本	21B2X10012000052
 <p>① 全長：約 151 mm、② 綿体長：約 17 mm、③ 細軸部：約 50 mm、綿体径：約 3 mm ブレイクポイントなし</p>			

統一商品コード No.	製品名	包装	医療機器届出番号
551-68067-6	メディクスワブ植毛綿棒 NA02 鼻咽頭用 BP100	100本	21B2X10012000053
 <p>① 全長：約 151mm、② 綿体長：約 17 mm、③ 細軸部：約 50 mm、綿体径：約 3 mm ブレイクポイントあり（綿体先端から約 98.5 mm）</p>			

統一商品コード No.	製品名	包装	医療機器届出番号
551-68066-9	メディクスワブ植毛綿棒 NA01 輸送チューブ付 鼻咽頭用	20本	21B2X10012000056
 <p>【スワブ】 ① 綿棒全長：約 156 mm、② 綿体長：約 17 mm、③ 細軸部：約 50 mm、綿体径：約 3 mm、ブレイクポイントなし 【輸送チューブ】 外形寸法：Φ12 mm×165 mm、材質：ポリエチレン</p>			

● 貯蔵方法：室温 有効期間：3年

【製造販売業者】

 **平和メディック株式会社**

本社 〒506-0041 岐阜県高山市下切町 180 番地  
<https://www.heiwamedic.com/>

【販売元（お問い合わせ先）】

 **極東製薬工業株式会社**

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-8  
TEL：03-5645-5664 FAX：03-5645-5703  
<https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/>