

品質規格

極東製薬工業株式会社  
品質保証部  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26  
TEL:0293-23-0910

製品名	極東 ペプトン		
作成日	2018年4月1日	規格番号	06
<b>品質規格</b>			
試験項目	規格		
(1)包装	異常を認めない		
(2)内容物	異常を認めない		
(3)性状	淡黄色～淡黄褐色のやわらかい塊又は塊を含む粉末		
(4)溶解性	澄明に溶解する		
(5)総窒素量	12.0%以上		
(6)アミノ態窒素	2.1%以上		
(7)灰分	15.0%以下		
(8)乾燥減量	7.0%以下		
(9)塩化物	1.0%以下		
(10)pH	6.0～7.5		
備考 :品質等についてはやむを得ず内容を変更する場合がありますので、予めご承知下さい。			