

品質規格

極東製薬工業株式会社  
品質保証部  
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26  
TEL:0293-23-0910

製品名	35% エルリッヒ カツオエキス		
作成日	2016年6月1日	規格番号	01
<b>品質規格</b>			
試験項目	規格		
(1) 性状	暗褐色～黒色の粘性の液で特異な臭気を持ち、 極度の異物を認めない (白色～褐色の沈殿を認める事がありますが、これはヒスチジンが 結晶したものであり異常ではありません。)		
(2) 総窒素量	6.5%以上		
(3) 灰分	20.0%以下		
(4) 乾燥減量	30.0～45.0%		
(5) 塩化物	5.0%以下		
(6) pH	5.5～6.5		
(7) 溶解性	澄明に溶解する		
備考：品質等についてはやむを得ず内容を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。			