

品質規格

極東製薬工業株式会社
品質保証部
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26
TEL:0293-23-0910

製品名	細菌用魚エキス		
作成日	2013年9月1日	規格番号	04
品質規格			
試験項目	規格		
(1) 性状	暗褐色～黒色の粘性の液で特異な臭気を持ち、極度の異物を認めない		
(2) 総窒素量	6.5%以上		
(3) 灰分	18.0%以下		
(4) 乾燥減量	35.0～45.0%		
(5) 塩化物	15.0%以下		
(6) 溶解性	澄明に溶解する		
備考 : 品質等についてはやむを得ず内容を変更する場合がありますので、予めご承知下さい。			