

品質規格

極東製薬工業株式会社
品質保証部
茨城県高萩市上手綱朝山3333-26
TEL:0293-23-0910

製品名	粉末酵母エキス		
作成日	2013年9月1日	規格番号	04
品質規格			
試験項目	規格		
(1)性状	淡黄色～褐色の粉末でやや特異な臭気を持ち、極度の異物を認めない		
(2)総窒素量	10.0%以上		
(3)アミノ態窒素	5.0%以上		
(4)灰分	15.0%以下		
(5)乾燥減量	6.0%以下		
(6)チアミン塩	100 μ g/g以上		
(7)pH	5.0～6.0		
(8)重金属	40ppm以下		
(9)ヒ素	2ppm以下		
(10)生菌数	3000個/g以下		
(11)真菌数	30個/g以下		
(12)大腸菌群	陰性		
(13)黄色ブドウ球菌	陰性		
備考 :品質等についてはやむを得ず内容を変更する場合がありますので、予めご承知下さい。			